

Coxiella burnetii (Q-fever) Screening Test

תיאור הבדיקה

CPT קוד

86790

שם הבדיקה

Coxiella burnetii (Q-fever) Screening Test

שמות נוספים לבדיקה

Q קדחת קיו קדחתCoxiella

לאבחנה/טיפול

חשד לזיהום סיסטמי/מקומי בקדחת קיו

שיטת ביצוע הבדיקה

Enzyme linked immunoassay, Immunodot

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית](#)

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

כל דגימה חיובית נשלחת למכון הביולוגי נס-ציונה

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

בחדש קליני גבוה נא לשלוח דגימה נוספת לפחות שבועיים ממועד הדיגום הראשוני.

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

5 מ"ל של דם

כלי קיבול לדגימה

מבחנה כימית עם ג'ל, פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

טמפרטורת חדר

תנאי שינוע

טמפרטורת חדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

מהר ככל האפשר

קריאת תוצאות

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

שלילי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

Instand RCPAQAP

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

שם הגוף המסמך/מתעיד

אין

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

5 ימים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא

הערות

הערות

אין