

המעבדה המטבולית
טלפון: 03-5307068
Clinicalbiochemistrylab@sheba.gov.il

הנחיות ללקיחת דם לבדיקת מטאנפרינים בפלסמה Plasma Metanephrines:

1. יש לקחת דגימת דם מנבדק במצב שכיבה אחרי 20-30 דקות מנוחה, בבוקר, לאחר צום לילה, לתוך מבחנת EDTA פקק סגול (היות ומרכיבי תזונה רבים עלולים להשפיע על רמת המטאנפרינים).
2. יש לאסוף את הדם למבחנת פקק סגול, כ- 5 מ"ל. יש לסרכז את הדגימות בתוך שעה מזמן לקיחת הדם, להפריד את הפלסמה ולשמור את הפלסמה בהקפאה (-20°C). לשלוח למעבדה המטבולית בשיבא, במצב קפוא.
3. מזונות/חומרים/תרופות הבאים עלולים להעלות את רמת המטאנפרינים בדם: בננות, מיצי פירות, אגוזים, עגבניות, תפוחי אדמה, שעועית, קפאין, ניקוטין, אלכוהול, מתח ו-tricyclic antidepressants, phenoxybenzamine, monoamine oxidase inhibitors, levodopa, a-adrenoceptor agonists, carbidopa, סמים נרקוטיים (קוקאין, אמפטמינים). יש להימנע ממזונות/חומרים תוך היוועצות ברופא המטפל.
4. קוד משרד הבריאות לבדיקה הוא 82382
5. מחיר הבדיקה כ- 720 ש"ח

מעבדה מטבולית אגף מעבדות, המרכז הרפואי שיבא, תל השומר 52621